



MUELLER®

SPORT CARE®

Hg80® Mueller PREMIUM & SUPPORT

NU er HYDRACINN® med endnu bedre stræk- & formbarhed

NU Forbedret anti-slip teknologi

NU 30% lettere end tidligere Hg80® serie



Hg80® PREMIUM & SUPPORT BANDAGER



Ingen sved. Ingen svamp. Ingen syninger. Ingen neopren. Ingen Latex. Ingen tvivl!

Hele **Hg80® Premium** serien er fremstillet af Muellers eksklusive og højtydende materiale, HYDRACINN®, som er et revolutionerende svedtransporterende materiale - **INGEN SVED**. En forstærket antibakteriel barriere beskytter mod dannelsen af bakterier, svamp, andre mikroorganismer og lugt - **INGEN SVAMP**. Meget blødt materiale med flatlock syninger, som meget vel kan være den mest komfortable bandage, du nogensinde har haft på - **INGEN SYNINGER**. Hg80® bandagerne er alle **UDEN NEOPREN & LATEX**. HYDRACINN® bandagerne er samtidig varmende og støttende. Den ultimative bandage - **INGEN TVIVL!**

Elastiske krydsremme

Fleksible stålfjedre



Hg80® Ankelbandage Soft Premium m/stropper

Komfortabel bandage, der støtter og beskytter svage og skadede ankler. God til forstuvninger og forstrækninger/forvridninger. Meget blødt materiale, som er åndbart og med flatlock-syninger. Flexible stålfjedre stabiliserer begge sider af anklen. Solide stibøjleremme og længere elastiske krydsremme giver fantastisk støtte via en hæsluse og ottetalskonfiguration.

Størrelse (svarer til skostr.)

31749710	= XS	(36 - 38)
31749711	= S	(38 - 40)
31749712	= M	(40 - 42)
31749713	= L	(42 - 44)
31749714	= XL	(44 - 46)
31749715	= XXL	(46 - 48)

Hg80® Ankelbandage Hard Shell Premium

Komfortabel rigid bandage, som er specielt designet til at give støtte til stive ankler. Bandagen er yderst behagelig og hjælper med at forhindre forvridninger og ankelforstuvning. Fås til højre og venstre fod.

Størrelse (svarer til skostr.)

31749011	= S	venstre (38 - 40)
31749021	= S	venstre (38 - 40)
31749012	= M	højre (40 - 42)
31749022	= M	højre (40 - 42)
31749013	= L	venstre (42 - 44)
31749023	= L	venstre (42 - 44)
31749014	= XL	højre (44 - 46)
31749024	= XL	højre (44 - 46)

Se også den nye "letvægts"-serie: SUPPORT!

Hg80® Ankel SUPPORT

Letvægts-støtte til ømme og svage ankler. Ankelstøtten har gelpuder til kompression og meget behagelig at have på til enhver aktivitet. Passer begge ankler.



Størrelse (mål rundt om anklen)

31749910	= XS	(20 - 25 cm)
31749911	= S	(25 - 30 cm)
31749912	= M	(30 - 35 cm)
31749913	= L	(35 - 40 cm)
31749914	= XL	(40 - 45 cm)

FOREBYGGELSE • PRÆSTATION • REHABILITERING





Mueller®
Hg80® BANDAGER



Et unikt direktionelt tekstilmateriale med påsyet velcro giver den optimale kompression og trykfordeling, som er essentiel for en bandages funktion



TCS-Lock system som erstatning for det traditionelle velcrostropsystem TCS-Lock System-Tibial Containment System

Patenteret 3-leddet skinne

Stabiliserende silikonepelotte

Kevlarforstærket v/ skinne og fjedre

Fleksible stålfjedre

Hg80® Knæbandage Premium m/ skinne - åben patella

Den ultimative bandage som giver god støtte ved svage eller ustabile knæ samt beskytter efter en skade. Knæbandagen har kevlarforstærkning ved skinnen, som er den patenterede 3-leddet Triaxial skinne fremstillet i Dur aluminium. Bandagen hjælper ved sidevejs instabilitet. Skinne simulerer knæleddets naturlige bevægelsesmønster.

Hg80® Knæbandage Premium m/ fjedre - åben patella

Komfortabel og let bandage med justerbar støtte og styring af knæskallen ved stive eller ømme knæ. Der er kevlarforstærkning ved de støttende stålfjedre på begge sider af knæet. Stålfjedrene tillader benfleksion og -ekstension, således at du får optimal støtte uden at hæmme din fleksibilitet.

TCS-Lock System-Tibial Containment System.

Muellers unikke TCS-Lock system erstatter det traditionelle velcrostropsystem. Et unidirektionelt tekstilmateriale med påsyet velcro giver den optimale kompression og trykfordeling, som er essentiel for en bandages funktion og låser bandagen i korrekt position.

Størrelse (mål rundt midt på knæet)

31759011	= S	(30 - 35 cm)
31759012	= M	(35 - 40 cm)
31759013	= L	(40 - 45 cm)
31759014	= XL	(45 - 50 cm)
31759015B	= XXL	(50 - 55 cm)

Størrelse (mål rundt midt på knæet)

31759111	= S	(30 - 35 cm)
31759112	= M	(35 - 40 cm)
31759113	= L	(40 - 45 cm)
31759114	= XL	(45 - 50 cm)
31759115B	= XXL	(50 - 55 cm)



NU
knæbandager
med endnu
bedre anatomi-
sk form

BEMÆRK:

Med Hg80® serien får du yderst holdbare bandager!
Instruktioner medfølger alle Hg80-bandagerne.



Hg80® Knæstabilisator Premium - åben patella

Knæstabilisatoren har fleksible stålfjedre, som stabiliserer begge sider af knæet. Stålfjedrene tillader benflexion og -ekstension. Det vandrette stræk i bagpanelet flexer med dine benmuskler, når du bevæger dig, mens det lodrette stræk i frontpanelet bevæger sig med dig, når dit knæ bøjer. Det er en komfortabel og let bandage, som giver god støtte til svage eller tilskadedekomne knæ.

Hg80® Knæ SUPPORT

Let støtte med ekstrem komfort, som har senelignende støttefjedre. Knæ-supporten anbefales til alle aktiviteter og er åndbar samt har fortrinlig multi-retnings-kompression. Den har en forstærket antibakteriel barriere, som beskytter mod dannelsen af bakterie.

Komfortzone på alle knæbandager:
Ultra komfortabelt og åndbart strækmateriale reducerer sammenkrøpling på bagsiden af knæcentret.

Support-serien er designet med letvægtsmaterialer for at forbedre alle faser af aktivitet - opvarmning, høj intensitet, nedkølingsbehandling med støtte og høj komfort.

Størrelse (mål rundt midt på knæet)		
31759211	= S	(30 - 35 cm)
31759212	= M	(35 - 40 cm)
31759213	= L	(40 - 45 cm)
31759214	= XL	(45 - 50 cm)
31759215B	= XXL	(50 - 55 cm)

Størrelse (mål rundt midt på knæet)		
31759910	= XS	(25 - 30 cm)
31759911	= S	(30 - 35 cm)
31759912	= M	(35 - 40 cm)
31759913	= L	(40 - 45 cm)
31759914	= XL	(45 - 50 cm)
31759915	= XXL	(50 - 55 cm)




MUELLER®

SPORT CARE®

Mueller® Hg80® BANDAGER

HØJ
KOMFORT



Fleksible stålfjedre

Hg80® Håndledsbandage Premium

Komfortabel og blød håndledsbandage med to sæt fleksible stålfjedre på over- og undersiden af håndledet giver dobbelt støtte. Tillader fuld finger- og tommelbevægelse. Passer både højre og venstre hånd.

Størrelse (mål rundt om håndledet)

31779718 = S/M (15 - 20 cm)
31779719 = L/XL (20 - 22 cm)



Hg80® Håndledsbandage SUPPORT

Komfortabel kompression og støtte til ømme og svage håndled. Behagelig at have på til enhver aktivitet. Passer både højre og venstre hånd.

Størrelse (mål rundt om håndledet)

31779111 = S (16 - 19 cm)
31779112 = M (19 - 21 cm)
31779113 = L (21 - 24 cm)
31779114 = XL (24 - 26 cm)



Pelotte



Hg80® Tennisalbue Premium

Epikondylitspænde med pelotte for målrettet pres. Til smertelindring og aflastning af senehæftningen. En let og blød bandage, som er anvendelig i situationer, hvor der kræves et fast greb. Passer både højre og venstre arm.

Størrelse (mål rundt om underarm)

31779018 = S/M (17,5 - 28 cm)
31779019 = L/XL (28 - 38 cm)



Hg80® Albue SUPPORT

Komfortabel støtte til ømme og svage albuer. Albuestøtten har gelpuder til ekstra støtte og er meget behagelig at have på til enhver aktivitet. Passer begge albuer.

Størrelse (mål rundt om albuen)

31749910 = XS (17 - 22 cm)
31749911 = S (22 - 27 cm)
31749912 = M (27 - 33 cm)
31749913 = L (33 - 38 cm)
31749914 = XL (38 - 43 cm)



sports pharma as
Niels Bohrs Vej 7
DK-7100 Vejle

tlf +45 7584 0533
sp@sportspharma.dk

For mere information omkring Mueller
-venligst kontakt os eller besøg vores hjemmeside:

sportspharma.dk

Vi hjælper dig
- med fortsat at være i bevægelse!

Vi har partnerskab med
DHF, Team Danmark & DBU



Der tages forbehold for trykfejl.

SP-Hg80Mueller-112016

Hg80® Mueller Premium & Support / ALBUE & HÅNDELED

FOREBYGGELSE • PRÆSTATION • REHABILITERING