

Individuel bandageløsning i metermål med ubegrænsede muligheder!

NRX Strap er et nyt materiale baseret på CR-neopren, som kan bruges til individuelle bandageløsninger til patienter med forskellige behov.

Enten midlertidigt til diagnostiske formål eller som en permanent løsning. Overfladen har en velcrolignende funktion og den kan fastgøres hvor som helst med de medfølgende hooks. Materialet har en god elasticitet og bevarer kompressionen under brug.

NRX materialet har en friktionsvirkende effekt på huden, som giver øget proprioception, når den lægges over et led eller en muskel. Materialet er perforeret til ventilation af huden, og kan maskinvaskes ved 60 grd for optimal hygiejne. Materialet er 100% latex-fri med lokalt varmeisolerende effekt, hvilket giver forbedret led bevægelighed, nedsat smerte og inflammation.

NRX Stroppen kan fås i 3 bredder: 30 mm, 50 mm og 110 mm. Længde: 3.1 meter. Pre-cut hooks er inkluderet, og kan også købes separat.

Din behandler kan bestille stroppen hos forhandler af produktet: sports pharma 7584 0533, www.sportspharma.dk

